

# Halter für Dosier-Pipetten Material: PE

## *Holder for dosing pipettes* Material: PE



Lieferbar für alle elm-plastic-Pipetten.

*Available for all elm-plastic pipettes.*



Durch Verwendung des Pipettenhalters ist eine sichere Aufbewahrung der Pipette, zusammen mit dem Medikament, gewährleistet. Die Pipette ist so vor Kontamination geschützt. Auch stellt der Pipettenhalter eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Zubehörteilen, wie Abstreifer oder Adapter dar.

Anbringung des Pipettenhalters:

1. Schutzfolie abziehen.
2. Halter oberhalb des Flaschenbodens durch kräftiges Andrücken vollflächig ankleben.

*By using the pipette holder a safe storage of the pipette, together with the medicine, is guaranteed. Protecting the pipette against contamination, the pipette holder is a reasonable addition to other accessories like pipette wipers or adaptors.*

*Mounting of the pipette holder:*

1. Remove adhesive cover
2. Apply pipette holder with firm pressure above the bottom of the bottle.